

Lehátko

# RS110

s pevnou výškou  
s dvoudílnou ložnou plochou



ilustrační obrázek  
lehátko RS110

## Účel použití

Rehabilitační a vyšetřovací lehátko RS110 je určeno k používání pro pacienty rehabilitačních zařízení.

Slouží k provádění fyzioterapie za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Dále je určeno jako vyšetřovací lehátko pro ambulance.

Vyhovuje i pro masáže a lázeňské procedury.

Je vhodné pro ambulance praktických lékařů a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření i pro místnosti 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.

**Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní, neměřící.**

## Určení pacienta u lehátka RS110

Pro dospělé pacienty s hmotností  $\geq 40$  kg, s výškou  $\geq 146$  cm, s BMI  $\geq 17$  a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení.

## Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce s pevnou výškou
- Dvoudílná ložná plocha s podhlavníkem o délce 64 cm
- Bez otvoru pro obličej
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

## Technické parametry

**Rozeř ložné plochy** 68x195 cm (standardní), 76x195 cm (rozšířená)

**Výška** 60 cm nebo 75 cm (podle objednané varianty)

**Délka podhlavníku** 64 cm

**Naklonení podhlavníku** 0° až + 60° (podhlavník s délkou 64 cm)  
*plynulé nastavení v celém rozsahu  
nadlehčení pomocí plynové pružiny*

**Výška čalounění** 4 cm (2 cm tužší pěna a 2 cm měkká PUR pěna)

**Hmotnost** 35 kg (v základním provedení)

**Maximální hmotnost pacienta** 180 kg

**Max. celkové zatížení lehátka** 184 kg

## Bezpečnostně technická kontrola (BTK) se provádí po 4 letech.

Provozovatel lehátka odpovídá za včasné objednání BTK u výrobce lehátka.



ROUSEK s.r.o.  
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa  
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost  
Nádražní 219 - výroba a expedice  
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu  
rousek@rousek.eu  
+420 491 470 767

Verze 7/2025

## Volitelné parametry lehátka

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Provedení podhlavníku | Jednodílný v délce 64 cm                 | S otvorem pro obličej včetně krytky<br>Bez otvoru pro obličej |
| Šířka ložné plochy    | 68 cm (standardní)<br>76 cm (rozšířená)  |   |
| Délka ložné plochy    | 195 cm (standardní)<br>180 cm (zkrácená) |   |
| Výška lehátka         | 60 cm<br>75 cm                           |   |

## Volitelné příslušenství


Držák role hygienické podložky umístěný pod podhlavníkem lehátka

Nerezové nohy




*Lehátka RS110  
v provedení s nerezovými nohama*

## Vzorník barev konstrukce



RAL 9003 jasně bílá



RAL 1015 slonová kost



RAL 5012 světle modrá



RAL 5014 holubí modrá



RAL 7035 světle šedá



RAL 6019 pastelová zelená

## Vzorník koženek

### Koženky ze základní řady (řada 20)



20TN36 béžová



20TN58 meruňková



20TN43 limetková



20TN09 ledově modrá




20TN53 atol




20TN05 chrom

### Koženky z řady Plus (řada 30)



30TN98  
bílá



30TN10  
krémová




30TN30  
písková



30TN57  
kukuřicová



30TN07  
mango



30TN42  
šafrán



30TN343  
limonáda



30TN556  
oranžová



30TN557  
karneol



30TN54  
ohnivá



### Základní vlastnosti koženek



dlouhá životnost



odolná proti roztržení



snadná údržba



otěruvzdorná  
**DIN EN ISO 5470-2**  
**> 100 000 Martindale**



světlostálá



odolná dezinfekčním prostředkům



splňuje normy pro použití ve  
zdravotnictví  
**DIN EN ISO 10993-5+10**



odolná krvi a moči



bez ftalátů



veganské složení