

Čalouněné doplňky ROUSEK s.r.o.



Není zdravotnický prostředek



Ilustrační obrázek

Popis čalouněných doplňků:

Univerzální kvádr

- vhodný do dětských stacionářů - pro matky s dětmi domů,
- vhodný při nácviu obouvání a oblékání dětí,
- vhodný pro nalézání dítěte do postele,
- vhodný pro nalézání dítěte na lehátko při cvičení,
- vhodný pro podložení lýtek při ležení na zádech na lehátku.



Polštářek – typ 304

- vhodný do dětských stacionářů, pro matky s dětmi domů,
- vhodný pro domácí použití,
- vhodný jako dekorace do čekáren či ordinací.



Půlválce – typ 312, typ 320

- vhodné pro podložení nártů (typ 312) a kolien (typ 320),
- vhodné pro domácí použití,
- vhodné jako relaxační pomůcka.



ROUSEK s. r. o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 219 - kanceláře, výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Bezpečnostní pokyny:

Výrobce koženky informuje, že koženka není vhodná pro přímý kontakt s pokožkou. Při cvičení je vhodné používat volné pohodlné oblečení.

Koženka není určena pro děti do 3 let věku.

Vzorník koženek



č. 10 světle béžový mramor



č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená




č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá



č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá



č. 93 lososová



č.95 červená

K válcům doporučujeme:



Čistič koženek

Související zboží:



Čalouněné válce